



FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION RECOMMANDÉE ET INDICATIONS : Entorses graves de la cheville, instabilités chroniques de la cheville, entorses hautes de la cheville ou usage préventif. L'orthèse de cheville doit se porter sur une chaussette de sport. Disponible en version à Soutien renforcé (SR), Soutien modéré (SM) ou Soutien léger (SL).

CONTRE-INDICATIONS : Aucune.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS : Si vous avez des douleurs, des gonflements, des sensations différentes ou des réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, veuillez consulter immédiatement votre professionnel de la santé. Ne pas essayer de thermoformer les éléments à l'exception de la semelle. N'utiliser ni four, ni eau bouillante, ni aucune source de chaleur autre qu'un pistolet thermique. Consulter le mode d'emploi du fabricant du pistolet thermique pour prendre connaissance des avertissements et précautions supplémentaires. Ne pas faire chauffer la semelle à une température supérieure à 149 °C (300 °F) car elle pourrait fondre. Une fois chauds, les rivets pourraient facilement brûler la peau nue.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'APPLICATION DU DISPOSITIF :

- A) Ouvrir et desserrer toutes les sangles. Mettre la cheville dans l'orthèse, cheville à 90°. (Fig. 1)
- B) Enrouler le chausson autour du mollet et le fixer solidement. (Fig. 2)
- C) Introduire l'extrémité de la sangle de mollet à cliquet dans l'ouverture de la sangle de mollet à cliquet opposée. (Fig. 3) Tirer, serrer et verrouiller les deux sangles de mollet à cliquet en les ajustant bien sans pour autant couper la circulation sanguine. (Fig. 4)
- D) Aligner la languette avec le centre de l'avant-pied. (Fig. 5, versions SM et SR uniquement) Tirer et enrouler la ou les sangles de cheville en les ajustant bien sans pour autant couper la circulation sanguine. (Fig. 6, versions SM et SR uniquement).
- E) Le guide de laçage sur la languette peut être ajusté et le coussin achilléen peut être découpé pour l'ajuster aux variations individuelles de la jambe, de l'articulation de la cheville et de la forme du pied.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES SEMELLES THERMOFORMABLES :

- A) Retirer le chausson intérieur et l'étoffe extérieure (version SR) ou la sangle de cheville (version SM).
- B) Appliquer la chaleur uniformément sur la zone voulue à l'aide d'un pistolet thermique. Ne pas essayer de thermoformer les éléments à l'exception de la semelle. Ne pas utiliser de four, ni d'eau bouillante, ni aucune source de chaleur autre qu'un pistolet thermique. Consulter le mode d'emploi du fabricant du pistolet thermique pour prendre connaissance des avertissements et précautions supplémentaires. Ne pas chauffer la semelle à une température supérieure à 149 °C (300 °F) car elle pourrait fondre. Une fois chauffés, les rivets pourraient d'emblée brûler la peau nue.
- C) Se munir de gants et faire manuellement les modifications requises pour obtenir la forme désirée avant que les éléments ne refroidissent. Ne pas essayer de former les éléments contre la peau nue.
- D) Réchauffer et continuer le moulage au besoin.
- E) La semelle restera chaude après le retrait de la source de chaleur. Laisser refroidir le dispositif suffisamment avant de procéder à son application.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Pour nettoyer les chaussons, laver à la main avec de l'eau froide et du savon doux. Faire sécher à l'air. **Remarque :** Rincer soigneusement pour éviter que les résidus de savon ne provoquent de l'irritation et ne détériorent les matériaux.

GARANTIE : Nous vous félicitons d'avoir acheté une orthèse DonJoy®. Soyez certains que ce produit utilise la technologie et les matériaux de la plus haute qualité sur le marché. Votre orthèse de cheville Velocity™ s'accompagne d'une garantie de 3 mois contre les défauts des produits souples et rigides associés à l'orthèse. Pour acheter les produits souples de remplacement, s'adresser à notre représentant local, à un prestataire de soins médicaux ou appeler le service clientèle.

Brevet en instance

Usage à patient unique seulement

AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUT PRÉJUDICE CORPOREL.