

Tutore per gomito X-Act ROM

Protezione mirata



Il tutore per gomito X-Act ROM è un tutore telescopico, versatile, comodo e facile da applicare, che consente un range di movimento fisso o controllato volto a migliorare la guarigione del paziente.

La struttura aperta e leggera, il meccanismo Tele-Fit, le aste in alluminio malleabile e i rivestimenti imbottiti in tessuto felpato contribuiscono a garantire un'aderenza e un comfort ottimali durante la riabilitazione.

Indicazioni

- Consente di controllare il range di movimento dopo un infortunio o un intervento chirurgico al gomito
- Fratture stabili
- Intervento di riparazione al bicipite
- Lesioni dei tessuti molli da lievi a gravi

Nuove Caratteristiche

Agevoli aste in alluminio malleabile per bicipite e avambraccio, in grado di adattarsi all'anatomia del paziente con un'aderenza personalizzata e un tempo di applicazione minimo.



Aste scorrevoli Tele-Fit facili da regolare per ottenere rapidamente la corretta lunghezza e un'aderenza precisa e personalizzata.



Fibbie a scatto per un inserimento più rapido.



Il tutore per gomito X-Act ROM viene spedito smontato per un'applicazione semplice e veloce. I cuscinetti termoformati contengono un esclusivo materiale antimigrazione.



Fibbie a sgancio rapido per una facile applicazione

- Le fibbie rotanti a sgancio rapido si allacciano semplicemente con una sola mano e aderiscono saldamente intorno al braccio.

Meccanismo Tele-Fit per un'aderenza personalizzata

- Consente la regolazione indipendente della lunghezza delle cinghie prossimali e distali, per un'aderenza universale del tutore per gomito X-Act ROM.
- Regolazione telescopica da 36 cm a 46 cm per l'adattamento a pazienti di varie corporature.
- Tutte e 4 le aste si estendono in modo indipendente, per consentire un'aderenza più precisa su pazienti di qualsiasi corporatura, senza problemi.



Resistente snodo in alluminio per una protezione mirata

- Il nuovo, resistente snodo laterale in alluminio ottimizzato offre la massima protezione e riduce al minimo il peso del tutore.
- Impostazioni semplici che controllano con precisione la gamma di movimento:
 - Flessione da -10° a 120° a incrementi di 10°
 - Estensione da -10° a 90° a incrementi di 10°
 - Semplice meccanismo quick-lock (blocco rapido) da 0° a 90° a incrementi di 15°

Aste con rivestimento imbottito per il massimo comfort

- Esclusivi rivestimenti semirigidi, termoformati e modellabili con proprietà antimigrazione per un maggiore contatto tra la cute e il tutore.
- Imbottitura in tessuto felpato ComfortForm™ in grado di aumentare al massimo il comfort nell'impiego a lungo termine e favorire l'osservanza della terapia da parte del paziente.





Tutore per gomito X-Act ROM

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE
11-9121	Tutore per gomito X-Act ROM, destro	Universale
11-9122	Tutore per gomito X-Act ROM, sinistro	Universale

ACCESSORI

25-6753	Supporto per la spalla	Universale
25-6757	Kit di cuscinetti di ricambio ComfortForm	Universale
25-6758	Kit di cinghie di ricambio per il gomito	Universale
25-6755	Kit di bloccaggio tutore	Universale
25-6756	Kit di pronazione/supinazione	Universale

DJO Italia Srl | Via Leonardo da Vinci 97 | 20090 Trezzano sul Naviglio | Milano | ITALIA
www.DJOglobal.it



Together in Motion™