



Attelle X-Act ROM Coude

INFORMATIONS DE COMMANDE

DÉSIGNATION	TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
Attelle X-Act ROM Coude droite	Universelle	11-9121	34010 53649883
Attelle X-Act ROM Coude gauche	Universelle	11-9122	34010 53649944

ACCESSOIRES

Sangle d'Epaule	-	25-6753	34010 53650025
Kit de remplacement Coussinets ComfortForm	-	25-6757	34010 53650193
Kit de remplacement Sangles de coude	-	25-6758	34010 53650254
Kit de Vêrouillage	-	25-6755	34010 53650315
Kit Pronation / Supination	-	25-6756	34010 53650483

DJO France S.A.S. | Centre Européen de Fret | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | FRANCE

Tél : +33 (0)5 59 52 86 90 Fax : +33 (0)5 59 52 86 91 Email : sce.cial@DJOglobal.com

www.DJOglobal.fr



Together in Motion™

* "Ensemble, en mouvement"

Attelle Post-opératoire X-Act ROM Coude

Une protection haute précision.



La nouvelle attelle post-opératoire X-Act ROM Coude est confortable, ajustable et simple d'utilisation. Elle permet un contrôle précis et sécurisé de l'amplitude de mouvement, afin d'améliorer les résultats thérapeutiques.

Sa conception ouverte et légère, le système Tele-Fit, les manchons malléables en aluminium et les coussinets rembourrés contribuent tous à un confort et un ajustement inégalés pendant la rééducation.

Indications

- Contrôle de l'amplitude de mouvement fixe ou protégée après une blessure ou une intervention chirurgicale du coude
- Fractures stables
- Réparation des biceps
- Lésions modérées à sévères des tissus mous

Nouveautés

Les manchons en aluminium sont facilement malléables et, s'adaptent à l'anatomie du biceps et de l'avant-bras, pour une mise en place en un temps record.



Montants coulissants pour un réglage rapide de la longueur et un ajustement précis et optimal.



Clips de fermeture pour un enclenchement rapide.



L'attelle X-Act ROM Coude est livrée à plat pour une mise en place simple et rapide. Les coussinets thermoformés intègrent un matériau anti-dérapant unique.



Des boucles à fixation rapide pour une mise en place facile

- Les boucles pivotantes à fixation rapide, et réglables d'une seule main, s'adaptent parfaitement et en un temps record au contour du bras.

Système Tele-Fit pour un ajustement optimal

- Taille unique: le système Tele-Fit permet un réglage indépendant de la longueur des montants et de la position des sangles proximales et distales.
- Réglage télescopique de 36 cm à 46 cm pour s'adapter à la plupart des patients.
- Les manchons coulissants sont individuellement repositionnables pour un ajustement précis, quelle que soit la taille du patient.



Une articulation en aluminium durable pour une protection ultra précise

- La nouvelle articulation latérale en aluminium, durable et au design épuré, offre une protection maximale pour un poids minimal.
- Les réglages simples permettent un contrôle précis de l'amplitude de mouvement :
 - Flexion de -10° à 120°, par incréments de 10°
 - Extension de -10° à 90°, par incréments de 10°
 - Verrouillage rapide de -0° à 90°, par incréments de 15°

Des coussinets rembourrés pour un confort maximal

- Les coussinets semi-rigides thermoformés malléables, avec propriétés anti-migration, améliorent le contact entre la peau et l'attelle.
- Le rembourrage ComfortForm™, très doux, assure un confort optimal, pour une utilisation sur la durée, et encourage le patient à porter l'attelle aussi longtemps que nécessaire.

