

enovis™

DONJOY®

MaxTrax® Xcel ROM

SEMPLICE, AFFIDABILE E PRATICO



MaxTrax® Xcel ROM

Semplice, affidabile e pratico

Quando hai bisogno di uno **stivale articolato con ROM**, non cercare oltre MaxTrax® Xcel ROM.

Pensato per favorire il recupero da una varietà di indicazioni alla caviglia e al piede, **il suo cardine collaudato consente un'immobilizzazione sicura della caviglia, nonché un controllo del ROM** tra 45° di flessione plantare e 30° di dorsiflessione. La suola realizzata in materiale ad **alto potere di assorbimento e i rivestimenti imbottiti** consentono una **deambulazione naturale** migliorando **stabilità e sicurezza del passo**.

CARATTERISTICHE:

- Controllo del ROM: **Consente impostazioni di ROM in incrementi di 7,5° tra 45° di flessione plantare e 30° di dorsiflessione** con opzione di blocco
- Design unico a doppio montante preformato: **modifica la pressione** sui malleoli e sulla parte bassa della gamba e assicura una **migliore adattabilità**
- Suola realizzata in materiale ad **alto potere di assorbimento degli urti** per ridurre al minimo l'impatto al suolo durante la deambulazione
- Rivestimenti rimovibili: per una sostituzione e pulizia facile
- Cinghie regolabili in velcro:
- Disponibile in 2 versioni: alto e basso



INDICAZIONI:

- Immobilizzazione post-operatoria e post-trauma della caviglia o del piede
- Distorsione grave della caviglia
- Trattamento conservativo di fratture alla caviglia e/o al piede
- Tendinopatia grave alla caviglia
- Trattamento conservativo di rottura del tendine d'Achille

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE		TAGLIA SCARPA	TAGLIA
VERSIONE BASSA	VERSIONE STANDARD		
82-102-XS	82-104-XS	36	XS
82-102-S	82-104-S	37 - 40	S
82-102-M	82-104-M	41 - 44	M
82-102-L	82-104-L	45 - 47	L
82-102-XL	82-104-XL	48+	XL