

enovis™

***DONJOY***®

MaxTrax® Xcel  
ROM Air

**SEGURO Y PRÁCTICO**



# MaxTrax® Xcel ROM Air

## SEGURO Y PRÁCTICO

Cuando necesitas una bota de marcha (ROM) rentable con soporte adicional, no busques más allá de MaxTrax® Xcel ROM Air. Diseñada para ayudar en la recuperación de diversas indicaciones de tobillo y pie, su articulación probada y comprobada permite la inmovilización segura del tobillo, así como el control del rango de movimiento (ROM) entre 45° de flexión plantar y 30° de flexión dorsal. Junto con su suela de balanceo que absorbe impactos y su forro inflable, así es como MaxTrax Xcel ROM Air ofrece un control de ROM fácil y de excelente valor.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Articulación ROM ajustable: Permite ajustes de ROM en incrementos de 7.5° entre 45° de flexión plantar y 30° de flexión dorsal, con opción de bloqueo.
- Forro neumático extraíble: La bomba integrada permite un fácil inflado y desinflado para adaptarse al edema alrededor de la articulación del tobillo.
- Diseño único de doble soporte preformado: Modifica la presión en los maléolos y la pierna inferior y asegura un mejor ajuste.
- Suela de balanceo sin bordes: Ayuda a promover una marcha natural y estable.
- Suela que absorbe impactos: Reduce el impacto del talón durante la marcha.
- Cinchas ajustables de gancho y lazo: Ayudan a reducir la presión en el sitio de la lesión.
- Tallas XS-XL, versiones altas y cortas: Se adaptan a una variedad de tamaños y alturas de piernas.



### USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Inmovilización postoperatoria o postraumática del tobillo o pie.
- Esguince grave de tobillo y/o pie.
- Tratamiento conservador de fracturas de tobillo y/o pie.
- Tendinopatía grave de tobillo.
- Tratamiento conservador de la ruptura del tendón de Aquiles.

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA		TALLA ZAPATO EU	TAMAÑO
TOBILLO	LARGO		
82-106-XS	82-108-XS	36	XS
82-106-S	82-108-S	37 - 40	S
82-106-M	82-108-M	41 - 44	M
82-106-L	82-108-L	45 - 47	L
82-106-XL	82-108-XL	48+	XL

**enovis**<sup>™</sup>

Creating Better Together<sup>™</sup>

**enovis.es**

Carretera de Esplugues, 225 2° B 08940 Cornellà de Llobregat, BARCELONA

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO, LLC ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen asesoramiento médico.

El contenido de este documento no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo de profesión. Le recomendamos consultar a su profesional de la salud para obtener información sobre los posibles tratamientos que puedan ser apropiados para usted

MKT-5728363828-ES - Rev A

Copyright © 2024 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation