

enovis™

***DONJOY***®

MaxTrax® Xcel  
ROM Air

**SEMPLICE, AFFIDABILE E PRATICO**



**DONJOY®**

# MaxTrax® Xcel ROM Air

Semplice, affidabile e pratico

Quando hai bisogno di uno **stivale articolato con ROM e con supporto extra**, non cercare oltre MaxTrax® Xcel ROM Air. Pensato per favorire il recupero da una varietà di indicazioni alla caviglia e al piede, **il suo cardine collaudato consente un'immobilizzazione sicura della caviglia, nonché un controllo del ROM** tra 45° di flessione plantare e 30° di dorsiflessione. La suola realizzata in materiale ad **alto potere di assorbimento** e i **rivestimenti imbottiti** consentono una deambulazione naturale migliorando **stabilità e sicurezza del passo**.

## CARATTERISTICHE:

- Controllo del ROM: **Consente impostazioni di ROM in incrementi di 7,5° tra 45° di flessione plantare e 30° di dorsiflessione** con opzione di blocco
- Rivestimento pneumatico rimovibile: La pompa integrata consente **un facile gonfiaggio e sgonfiaggio per adattarsi all'edema** intorno all'articolazione della caviglia.
- Design unico a doppia montante preformato: **modifica la pressione** sui malleoli e sulla parte bassa della gamba e assicura una **migliore adattabilità**
- Suola realizzata in materiale ad **alto potere di assorbimento degli urti** per ridurre al minimo l'impatto al suolo durante la deambulazione
- Rivestimenti rimovibili: per una sostituzione e pulizia facile
- Cinghie regolabili in velcro
- Disponibile in 2 versioni: alto e basso



## INDICAZIONI:

- Immobilizzazione post-operatoria e post-trauma della caviglia o del piede
- Distorsione grave della caviglia
- Trattamento conservativo di fratture alla caviglia e/o al piede
- Tendinopatia grave alla caviglia
- Trattamento conservativo di rottura del tendine d'Achille

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE		TAGLIA SCARPA	TAGLIA
VERSIONE BASSA	VERSIONE STANDARD		
82-106-XS	82-108-XS	36	XS
82-106-S	82-108-S	37 - 40	S
82-106-M	82-108-M	41 - 44	M
82-106-L	82-108-L	45 - 47	L
82-106-XL	82-108-XL	48+	XL

**enovis™**

Creating Better Together™

[enovis.it](http://enovis.it) | [vendite@enovis.com](mailto:vendite@enovis.com) | +39 02 835 98001

DJO Italia srl, Via Leonardo Da Vinci 97, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milano, ITALIA

I contenuti e le immagini sono di proprietà di DJO Italia srl. Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore

MKT-5728363828-IT - Rev A

Copyright © 2024 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation