

enovis™

*DONJOY*®

MaxTrax® Xcel ROM

**SIMPLE, FIABLE ET PRATIQUE**



# MaxTrax® Xcel ROM

## SIMPLE, FIABLE ET PRATIQUE

Lorsque vous avez besoin du **meilleur rapport qualité-prix pour une botte d'immobilisation à amplitude de mouvement réglable (ROM)**, vous ne trouverez pas mieux que MaxTrax® Xcel ROM.

Destinée à faciliter la récupération dans le cas de nombreuses indications de la cheville et du pied, **son articulation éprouvée permet une immobilisation sûre de la cheville ainsi qu'un contrôle de l'amplitude de mouvement** entre 45° de flexion plantaire et 45° de flexion dorsale.

Avec sa semelle incurvée absorbant les chocs et son chausson matelassé, MaxTrax® Xcel ROM offre un contrôle de l'amplitude de mouvement (ROM) confortable.

### CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de régler **l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 45° de flexion dorsale par incréments de 7.5°**
- Blocage possible à 0°, 7.5°, 15°, 22.5°, 30°, 37.5°, 45° de **flexion plantaire ou dorsale**
- Semelle large pour plus de **confort, de stabilité et d'absorption de choc**
- **Réduction de la pression plantaire**
- Sangles ajustables
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

### INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de la cheville ou du pied
- Entorse grave de la cheville et/ou du pied
- Traitement conservateur des fractures de la cheville et/ou du pied
- Tendinopathie grave de la cheville
- Traitement conservateur de la rupture du tendon d'Achille



### INFORMATIONS DE COMMANDE



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
LONGUE - XS	< 36	82-104-XS	0810084332740
LONGUE - S	36 - 39	82-104-S	0810084332757
LONGUE - M	40 - 43	82-104-M	0810084332764
LONGUE - L	44 - 46	82-104-L	0810084332771
LONGUE - XL	> 46	82-104-XL	0810084332788
COURTE - XS	< 36	82-102-XS	0810084332696
COURTE - S	36 - 39	82-102-S	0810084332702
COURTE - M	40 - 43	82-102-M	0810084332719
COURTE - L	44 - 46	82-102-L	0810084332726
COURTE - XL	> 46	82-102-XL	0810084332733



Découvrez la vidéo de mise en place **MaxTrax Xcel ROM**

**enovis**

Creating Better Together™

Enovis™ - DJO Benelux BVBA  
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | Belgique

©Enovis™ - MKGBNLBV99 - Rev A - 01/2024 - MaxTrax® Xcel ROM est un dispositif médical de classe I qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.  
Fabricant : Span Link International LLC. \* Créer Mieux Ensemble.

