

enovis™

DONJOY®

MaxTrax® Xcel ROM

SIMPLE, FIABLE ET PRATIQUE



MaxTrax® Xcel ROM

SIMPLE, FIABLE ET PRATIQUE

Lorsque vous avez besoin du **meilleur rapport qualité-prix pour une botte d'immobilisation à amplitude de mouvement réglable (ROM)**, vous ne trouverez pas mieux que MaxTrax® Xcel ROM.

Destinée à faciliter la récupération dans le cas de nombreuses indications de la cheville et du pied, **son articulation éprouvée permet une immobilisation sûre de la cheville ainsi qu'un contrôle de l'amplitude de mouvement** entre 45° de flexion plantaire et 45° de flexion dorsale.

Avec sa semelle incurvée absorbant les chocs et son chausson matelassé, MaxTrax® Xcel ROM offre un contrôle de l'amplitude de mouvement (ROM) confortable à un prix très avantageux.

CARACTÉRISTIQUES

- Possibilité de régler **l'amplitude de 45° de flexion plantaire à 45° de flexion dorsale par incréments de 7.5°**
- Blocage possible à 0°, 7.5°, 15°, 22.5°, 30°, 37.5°, 45° de **flexion plantaire ou dorsale**
- Semelle large pour plus de **confort, de stabilité et d'absorption de choc**
- **Réduction de la pression plantaire**
- Sangles ajustables
- Ne contient pas de latex
- Modèle bilatéral
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL)

INDICATIONS

- Immobilisation post-opératoire ou post-traumatique de la cheville ou du pied
- Entorse grave de la cheville et/ou du pied
- Traitement conservateur des fractures de la cheville et/ou du pied
- Tendinopathie grave de la cheville
- Traitement conservateur de la rupture du tendon d'Achille

INFORMATIONS DE COMMANDE



TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
XS	< 36	82-104-XS	0810084332740
S	36 - 39	82-104-S	0810084332757
M	40 - 43	82-104-M	0810084332764
L	44 - 46	82-104-L	0810084332771
XL	> 46	82-104-XL	0810084332788
COURTE - XS	< 36	82-102-XS	0810084332696
COURTE - S	36 - 39	82-102-S	0810084332702
COURTE - M	40 - 43	82-102-M	0810084332719
COURTE - L	44 - 46	82-102-L	0810084332726
COURTE - XL	> 46	82-102-XL	0810084332733

PRESCRIRE

MaxTrax® Xcel ROM DonJoy®
MaxTrax® Xcel ROM Courte DonJoy®



Vidéos de mise
en place de la
Gamme Cheville

enovis

Creating Better Together™

Enovis™ - DJO France S.A.S.
| C.E.F. | 3 rue de Bethar | 64990 Mouguerre | France

©Enovis™ - MKGBS777 - Rev A - 01/2024 - MaxTrax® Xcel ROM est un dispositif médical de classe I qui porte, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.
Fabricant : Span Link International LLC. * Créer Mieux Ensemble.

