

enovis™

DONJOY®

NUEVA LÍNEA **MANO Y MUÑECA**

Gama completa de férulas
funcionales para cada indicación



Mantente en
Contacto

GAMA MANO Y MUÑECA

Rango completo de férulas funcionales para mano y muñeca

Nuestras manos forman una conexión con el mundo que nos rodea. Con ellas tocamos, sostenemos, y nos hacemos entender. Sin ellas nos sentimos perdidos.

La mano es una de las partes más complejas del cuerpo y una de las más activas. Con tantos huesos, ligamentos, tendones y articulaciones trabajando juntos, muy a menudo, el riesgo de lesiones repentinas o graduales es considerable. Por eso es importante que los profesionales y los pacientes tengan la mejor solución para las lesiones más comunes de mano y muñeca.

DonJoy® presenta una línea completa de férulas ortopédicas diseñadas para ayudar a los pacientes con este tipo de lesiones a mantener su ritmo de vida. Combinando un diseño ergonómico con materiales transpirables, estas ortesis brindan apoyo y comodidad a los pacientes con una amplia gama de indicaciones, lo que les permite continuar con sus actividades diarias mientras se recuperan.

Diseñadas para vivir

Esta gama de férulas comparte una variedad de características funcionales para ayudar y proteger al usuario.

PROTECCIÓN A LARGO PLAZO

El uso de materiales altamente transpirables y agradables a la piel mejoran la comodidad del paciente y favorecen su uso durante todo el día.



CONCEPTO MODULAR

Los componentes extraíbles y ajustables permiten que las férulas se adapten a las necesidades del paciente durante todo el proceso de recuperación.

LIGEREZA

Gracias a los materiales utilizados, todas las férulas son extremadamente ligeras para mejorar la comodidad del paciente.



SOPORTE A MEDIDA

Los diseños ajustables permiten al usuario adaptar las férulas a sus propias necesidades sin comprometer el soporte.



FÁCIL DE AJUSTAR

El sistema patentado "Stop Strap" de DonJoy permite un ajuste seguro y sin complicaciones con el uso de una sola mano.

SIN LÁTEX



DONJOY DUOFORM®

Inmovilizador de muñeca bilateral

INDICACIONES

- Esguinces y traumatismos de muñeca
- Inmovilización pre y postoperatoria

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación (con una sola mano)
- Modelo bilateral, se adapta a la mano derecha o izquierda
- Placa posterior de aluminio moldeable para un mayor confort y soporte a medida.
- Férula palmar ergonómica para controlar la flexión de la muñeca
- Componentes modulares extraíbles para uso universal
- Amplia apertura para una fácil colocación
- Tres correas para compresión ajustable
- Material 3D transpirable
- Diseño cómodo, flexible y ligero

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA	TALLA
82-96130	11 - 14 cm	Pedriática/XS
82-96132	14 - 16 cm	S
82-96133	16 - 19 cm	M
82-96134	19 - 21 cm	L
82-96135	21 - 24 cm	XL



DONJOY DUOFORM+®

Inmovilizador de muñeca y pulgar bilateral

INDICACIONES

- Esguince y traumatismos de muñeca y pulgar
- Tendinopatías
- Inmovilización pre y postoperatoria

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación (con una sola mano)
- Modelo bilateral, se adapta a la mano derecha o izquierda
- Placa posterior reposicionable, proporciona un apoyo adecuado a medida
- Férula palmar ergonómica para controlar la flexión de la muñeca
- Componentes modulares extraíbles para uso universal
- Amplio rango de apertura para una fácil aplicación.
- Material 3D transpirable
- Diseño cómodo, flexible y ligero
- Correa de sujeción del pulgar distal
- Sistema de cierre ajustable con 3 cinchas y hebillas para una adaptación efectiva.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA	TALLA
82-96140	11 - 14 cm	Pedriática/XS
82-96142	14 - 16 cm	S
82-96143	16 - 19 cm	M
82-96144	19 - 21 cm	L
82-96145	21 - 24 cm	XL



DONJOY RESPIFORM®

Muñequera transpirable y ligera

INDICACIONES

- Esguinces y traumatismos de muñeca.
- Tendinopatías
- Inmovilización pre y postoperatoria

CARACTERÍSTICAS

- Modelo lateralizado (disponible para mano derecha o izquierda)
- Diseño ligero, ergonómico y flexible
- Diseñado anatómicamente para proporcionar un ajuste individual a medida
- Aplicación fácil y sencilla con correas ajustables y el sistema "Stop Strap"
- Incorpora dos férulas traseras semirrígidas y una férula palmar de aluminio para una inmovilización general de la muñeca
- Material avanzado Ozone™, favorece el flujo de aire
- Transpirable. Proporciona un buen cuidado de la piel y comodidad durante todo el día en diferentes condiciones de calor y humedad

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA		CIRC. DE MUÑECA	TALLA
DERECHA	IZQUIERDA		
82-96160	82-96150	11 - 14 cm	Pedriátrica/XS
82-96162	82-96152	14 - 16 cm	S
82-96163	82-96153	16 - 19 cm	M
82-96164	82-96154	19 - 21 cm	L
82-96165	82-96155	21 - 24 cm	XL



DONJOY RESPIFORM+®

Férula transpirable y ligera de muñeca y pulgar

INDICACIONES

- Esguince y traumatismos del pulgar y la muñeca
- Tendinopatías, rizartrosis
- Inmovilización pre y postoperatoria

CARACTERÍSTICAS

- Modelo lateralizado (disponible para mano derecha o izquierda)
- Diseño ligero, ergonómico y flexible
- Diseñado anatómicamente para proporcionar un ajuste individual a medida
- Aplicación fácil y sencilla a través de correas ajustables y el sistema "Stop Strap"
- Incorpora dos férulas traseras semirrígidas y una férula palmar de aluminio para una inmovilización general de la muñeca
- Material avanzado Ozone™, favorece el flujo de aire
- Transpirable. Proporciona un buen cuidado de la piel y comodidad durante todo el día en diferentes condiciones de calor y humedad
- Soporte del pulgar de aluminio maleable en diseño modular para un posicionamiento óptimo
- Sistema de cierre ajustable con 3 cinchas y hebillas para una inmovilización óptima

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA		CIRC. DE MUÑECA	TALLA
DERECHA	IZQUIERDA		
82-96180	82-96170	11 - 14 cm	Pedriátrica/XS
82-96182	82-96172	14 - 16 cm	S
82-96183	82-96173	16 - 19 cm	M
82-96184	82-96174	19 - 21 cm	L
82-96185	82-96175	21 - 24 cm	XL



DONJOY DIGIFORM®

Férula con soporte extraíble para la inmovilización de 2 dedos

INDICACIONES

- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de dos dedos
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas
- Inmovilización de muñeca antes y después de la cirugía

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación con 4 correas ajustables y el sistema "Stop Strap"
- Modelo bilateral. Se adapta a la mano derecha e izquierda
- Diseño ligero
- La férula de aluminio es maleable para adaptarse al protocolo de recuperación
- Componentes modulares extraíbles para facilitar el lavado
- Cuatro correas desmontables y ajustables proporcionan compresión a medida
- Tapa antichoque en la última falange
- Disponible en tres tallas.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA	TALLA
82-96200	11 - 15 cm	Pediatrica/XS
82-96202	15 - 19 cm	S/M
82-96203	19 - 23 cm	L/XL



Cualquier par de dedos adyacentes (excepto pulgar)



DONJOY DIGIFORM+®

Férula con soporte palmar extraíble para la inmovilización del 2º al 5º dedo

INDICACIONES

- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de tres o cuatro dedos
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas
- Inmovilización de muñeca antes y después de la cirugía

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación a través sus de cuatro correas ajustables y el sistema "Stop Strap"
- Se adapta a la mano derecha o izquierda
- Diseño ligero
- El soporte palmar de aluminio proporciona un soporte personalizado
- Componentes modulares extraíbles para facilitar el lavado
- Tapa antichoque en la última falange
- Tablilla ajustable para combinaciones de tres dedos, o para los cuatro dedos
- Material 3D transpirable
- Disponible en cinco tamaños

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA	TALLA
82-96210	11 - 14 cm	Pediatrica/XS
82-96212	14 - 16 cm	S
82-96213	16 - 19 cm	M
82-96214	19 - 21 cm	L
82-96215	21 - 24 cm	XL



Cualquier grupo de 3 dedos o todos ellos (excepto pulgar)



DONJOY ERGOFORM®

Inmovilizador de pulgar bilateral

INDICACIONES

- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de las articulaciones del pulgar
- Indicado para esguinces del pulgar, subluxaciones, dislocaciones, rizartrosis

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico
- Modelo bilateral, se adapta a la mano derecha o izquierda
- Fácil aplicación a través de su correa ajustable y el sistema "Stop Strap"
- Soporte del pulgar de aluminio maleable para un posicionamiento óptimo
- Correa distal para asegurar el pulgar
- Material avanzado Ozone™, favorece el flujo de aire
- Transpirable en el uso general, proporcionando un buen cuidado de la piel y comodidad las 24 horas en diferentes condiciones de calor y humedad
- Diseñado anatómicamente, proporciona un ajuste individual a medida
- Diseño ligero
- Disponible en dos tallas

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA	CIRCUNFERENCIA DE MUÑECA	TALLA
82-96190	12 - 16 cm	T0
82-96191	14 - 18 cm	T1
82-96192	18 - 22 cm	T2



DONJOY CARPAFORM®

Muñequera funcional túnel carpiano

INDICACIONES

- Síndrome de túnel carpiano
- Tenosinovitis, tendinopatías

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico y ultraligero
- Estructura de exoesqueleto para la descompresión del nervio mediano
- La férula de aluminio maleable proporciona un soporte personalizado
- Apoya la muñeca en posición neutra, se puede usar de noche
- Modelo lateralizado
- Fácil de colocar y ajustar
- Disponible en tres tallas

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA		CIRC. DE MUÑECA	TALLA
IZQUIERDA	DERECHA		
82-96232	82-96222	13 - 16.5 cm	S
82-96233	82-96223	16.5 - 19.5 cm	M
82-96234	82-96224	19.5 - 25 cm	L



DONJOY RHIZOFORM®

Férula funcional de pulgar adaptable

INDICACIONES

- Indicado para la rizartrrosis del pulgar



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ergonómico bilateral, se adapta a ambas manos
- Estructura de exoesqueleto de apoyo ultraligero
- La estructura adaptable proporciona soporte personalizado
- El forro de microfibra transpirable onSteam® aporta comodidad en su uso
- Fácil de colocar y ajustar
- Disponible en dos tallas



INFORMACIÓN DE PEDIDO


REFERENCIA		CIRC. DE MUÑECA	TALLA
DERECHA	IZQUIERDA		
82-96292	82-96242	13.5-16.5 cm	S/M
82-96293	82-96243	16.5-20 cm	L/XL



La tecnología del confort


Somos conscientes de la importancia de la forma, el ajuste y los requisitos de comodidad que los usuarios requieren para el uso de una ortesis, tanto desde el punto de vista de dispositivo médico como de producto de utilización dentro de las necesidades de la vida cotidiana.

Escuchamos a nuestros usuarios y nos aseguramos de que esta amplia gama de muñequeras se adapte a esas necesidades, con el uso de los materiales más adecuados. Esta nueva gama incorpora las siguientes novedades:




OZONE™

- Material de malla espaciadora 3D con diseño de panal, con forro suave
- Innovador y altamente transpirable, promueve el flujo de aire y mejora la comodidad del paciente



FLEXY™

- Material espaciador 3D altamente transpirable combinado con un exterior de terciopelo, para mayor comodidad



ONSTEAM®

- Microfibra para la evacuación de la humedad, forro termorregulador
- Antibacteriano, antiolor y lavable, para ayudar a mantener la higiene
- Propiedades hipoalergénicas, respetuosas con la piel
- Moldeable junto con el exoesqueleto para un mejor ajuste

Nota. No todos los materiales están presentes en todos los artículos.



Conoce la familia.

Esta gama comprende nueve innovadoras férulas que cubren la gama de lesiones en las manos y las muñecas, desde esguinces y distensiones hasta tendinopatías y rizartriosis.

Al incorporar valiosos comentarios de los clientes en nuestro proceso de desarrollo, hemos podido maximizar los beneficios de esta oferta altamente funcional y elegante.

Disponible en una variedad de tallas y configuraciones, los pacientes pueden estar seguros de que cubriremos su necesidad, independientemente de cual sea ésta.



DUOFORM



RESPIFORM



CARPAFORM

MUÑECA

MUÑECA (TÚNEL CARPIANO)



DUOFORM+



RESPIFORM+



ERGOFORM



RHIZOFORM

MUÑECA Y PULGAR

PULGAR



DIGIFORM

DEDOS (MÁXIMO 2)



DIGIFORM+

DEDOS (MÁXIMO 3 O 4)

enovis™

Creating Better Together™

enovis.es | **+34 93 480 32 02**

Ctra. D'Esplugues, 225 2ª B, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, SPAIN

Los resultados individuales pueden variar. Ni Enovis, DJO LLC ni ninguna de sus subsidiarias brindan asesoramiento médico. El contenido de este catálogo no constituye asesoramiento médico, legal ni de ningún otro tipo. Más bien, consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si los hay, que pueden ser apropiados para usted.