

enovis™

*DONJOY*®

X-ROM™

**REVENIR PLUS FORT**



# UNE PROTECTION POST-OPÉRATOIRE POUR LE GENOU FACILE À UTILISER, AVEC UNE MISE EN PLACE RAPIDE ET UNE STABILITÉ CONFORTABLE.

La nouvelle orthèse post-opératoire facile à utiliser de DonJoy® offre une mise en place et un ajustement rapides et simples grâce à des conceptions innovantes de sangles, de languettes et de boucles. L'orthèse X-ROM™, permet de contrôler et de protéger l'amplitude des mouvements grâce à une conception à verrouillage rapide et à des butées de flexion / extension des articulations. Avec quatre montants télescopiques indépendants et la possibilité d'épouser la forme de la jambe du patient pour faciliter le soutien en varus et en valgus, l'orthèse X-ROM s'adapte confortablement à une large gamme de morphologies et de tailles de patients.

## INDICATIONS

Pour faciliter l'immobilisation et protéger l'amplitude de mouvement associée aux chirurgies LLI, du LLE, du LCA, et du LCP et aux réparations méniscales.



### PROTECTION PRÉCISE DE L'AMPLITUDE

- Nouvelle conception des articulations : contrôle précisément l'amplitude articulaire avec des réglages par incréments de 10° de -10° à 90° pour la butée d'extension et de -10° à 120° pour la butée de flexion
- Conception à verrouillage rapide : verrouillage facile par incréments de 10° de -10° à 30°.



### APPLICATION RAPIDE ET FACILE

- Facile à utiliser : la conception de la sangle, de la languette et de la boucle rend l'application et l'ajustement rapides et simples
- S'adapte confortablement à un large éventail de patients : s'adapte facilement à des patients de 1,50 m à 1,95 m
- Réglage des curseurs par bouton-poussoir : les ajustements sont faciles et précis
- Prêt à l'emploi : s'adapte rapidement aux patients



### STABILITÉ CONFORTABLE

- Technologie Tele-Fit™ : quatre curseurs télescopiques indépendants avec des réglages de commande faciles à appuyer aident à améliorer le placement, la stabilité et le confort de l'orthèse
- Points de contact sûrs : des coussinets améliorés et des points de contact stratégiquement placés aident à réduire le glissement
- Légère mais résistante : la conception solide mais légère participe à l'acceptation de l'orthèse
- Coussinets anti-microbiens : aide à neutraliser les odeurs tout en augmentant le confort et la durabilité

## INFORMATION DE COMMANDE

Code Article	GTIN	Description	Taille
11-2181-9	0190446317265	Orthèse de Genou Post Opérateur X-ROM™	Universelle*
25-7530	0190446695882	Kit de sangles de remplacement X-ROM™	
25-7531	0190446695899	Kit de coussinets de remplacement X-ROM™	
25-6755	0888912287371	Kit de verrouillage	

\*Longueur réglable : de 49 cm à 68,5 cm

Prescrire : DonJoy® X-Rom™

**enovis**™

*Creating Better Together™*

**enovis.fr**

DJO France - Centre Européen de Frêt - 3 rue de Béthar - 64990 Mouguerre - FRANCE

Dispositifs médicaux de classe I qui portent, au titre de la réglementation, le marquage CE.  
Lire attentivement les notices avant utilisation. Demander conseil à un professionnel de santé. Fabricant: DJO LLC - USA

MKGBS816 - Rev A - 08/2024

Copyright © 2024 DJO, LLC, une filiale d'Enovis

