



Mesurer le tour de mollet 20 cm au-dessus du sol (pied nu).



Prendre la pointure du patient.



DONJOY

Velocity™

Indications :

- **Instabilité chronique de la cheville et reprise du sport.**
- Phase de réathlétisation après entorse.
- Recommandée pour les sports de contact et/ou les gabarits puissants.

Caractéristiques :

- **Disponible en 2 versions (mollet standard ou mollet large) et en 3 tailles (Small, Medium et Large).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Grande contention et excellent contrôle.
- Les coques et la semelle thermoformables (au pistolet à air chaud) assurent une parfaite tenue du talon, un grand confort ainsi que la proprioception.
- La technologie SpeedWrap™ sécurise l'articulation de la cheville.
- L'habillage aéré du talon apporte confort, stabilité et proprioception.

Désignation	Circ. Mollet	Pointure	Code Article	Code ACL
Droite - Standard - S	< 25,4 cm	< 42	11-1498-2-06000	34010 45019403
Droite - Standard - M	< 25,4 cm	42 - 46	11-1498-3-06000	34010 45019571
Droite - Standard - L	< 25,4 cm	> 46	11-1498-4-06000	34010 45019632
Gauche - Standard - S	< 25,4 cm	< 42	11-1497-2-06000	34010 45019113
Gauche - Standard - M	< 25,4 cm	42 - 46	11-1497-3-06000	34010 45019281
Gauche - Standard - L	< 25,4 cm	> 46	11-1497-4-06000	34010 45019342
Droite - Large - S	> 25,4 cm	< 42	11-1500-2-06000	34010 45020171
Droite - Large - M	> 25,4 cm	42 - 46	11-1500-3-06000	34010 45020232
Droite - Large - L	> 25,4 cm	> 46	11-1500-4-06000	34010 45020461
Gauche - Large - S	> 25,4 cm	< 42	11-1499-2-06000	34010 45019861
Gauche - Large - M	> 25,4 cm	42 - 46	11-1499-3-06000	34010 45019922
Gauche - Large - L	> 25,4 cm	> 46	11-1499-4-06000	34010 45020003